

PetSpacer®



Cámara de inhalación para perros y gatos

La Solución ideal para el tratamiento
respiratorio en mascotas

Diseño compacto y portátil

Cámara de 150 ml, ligera y de fácil manejo, lista para usar sin necesidad de montaje

Válvula unidireccional

Impide la entrada de aire espirado en la cámara, asegurando que el medicamento se conserve y se administre solo durante la inhalación.



Indicador de flujo

Asegura una mejor técnica de inhalación permitiendo a los cuidadores contar las respiraciones, garantizando un sellado satisfactorio de la mascarilla y coordinar perfectamente la presión del aerosol con la inhalación.

Norma
ISO 5356-1: 2015

Asegurando total compatibilidad con boquillas, mascarillas y dispositivos respiratorios estándar.

(15 mm / 22 mm)

Compatibilidad universal

Adaptador universal para todo tipo de inhaladores, lo que permite su integración directa en los tratamientos veterinarios habituales.

Mascarillas → Disponibles en tres tallas

L

M

S



- ✓ **Máxima eficacia:** Mayor absorción pulmonar y menor desperdicio del medicamento.
- ✓ **Seguro y confiable:** Fabricado con materiales médicos, sin DEHP ni látex.
- ✓ **Uso sencillo:** No requiere ensamblaje y su mantenimiento es mínimo.
- ✓ **Mayor adherencia al tratamiento:** Diseño intuitivo y ergonómico para un uso continuo.

¿Por qué usar una cámara PetSpacer® ?

✓ Facilita la inhalación →

Permite aplicar el inhalador de forma efectiva y sin prisas, sin la necesidad de sincronizar la respiración con el inhalador, ideal **para animales con dificultades respiratorias**.

✓ Optimiza la administración del medicamento →

Permite que más fármaco llegue a los pulmones y **reduzca la pérdida en la boca o garganta** del animal.

✓ Facilita tratamiento en casa →

Diseñada para ser intuitiva: se monta en segundos, se limpia fácilmente y permite a cualquier propietario **seguir el tratamiento con confianza**.

✓ Reduce el estrés del animal →

Su diseño ergonómico y la silicona blanda permiten una colocación fácil y segura, **minimizando la incomodidad y el rechazo** del animal.

Vida Útil → Recomendada la **sustitución anual** para garantizar un rendimiento óptimo.

FICHA DE PRODUCTO



Escanea el QR para ver la ficha técnica completa

LIMPIEZA DEL PRODUCTO



Escanea el QR para ver instrucciones de limpieza

• Para Gato



• Para Perro



Optimiza la terapia inhalada con PetSpacer®

El uso de cámaras de inhalación como PetSpacer® está **respaldado por estudios científicos** que avalan su eficacia y seguridad en el tratamiento de enfermedades respiratorias en animales de compañía.

Estudios en entorno clínico veterinario muestran:

🐾 Resultados clínicos positivos en animales con asma

Un artículo publicado en *Frontiers in Veterinary Science* ([ver artículo](#)) demuestra que la terapia inhalada mediante cámaras espaciadoras mejora el control del asma felino y otras enfermedades respiratorias, con menos efectos secundarios que los tratamientos sistémicos.

🐾 Diseño inteligente para máxima eficacia

Investigaciones independientes indican que el diseño del espaciador influye directamente en la correcta entrega del fármaco. PetSpacer®, gracias a su válvula y cámara transparente, garantiza una administración óptima.

🐾 Seguridad garantizada con una buena limpieza

Estudios en *Veterinary Sciences* ([ver artículo](#)) han confirmado que, si bien las cámaras pueden contaminarse con bacterias ambientales, una limpieza regular evita riesgos y mantiene su seguridad para el animal.



Visítenos en www.petspacer.com

Reiner
/ MEDICAL

PetSpacer®

PÓNGASE EN CONTACTO

Polígono Industrial Itziar, parcela 7
20829 · Deba (Gipuzkoa)
(+34) 943 199 363

www.petspacer.com
info@petspacer.com



WWW.PETSPACER.COM

La Solución Óptima para la Administración de
Medicación Inhalada



Reiner
/ MEDICAL