

FICHA TÉCNICA

de producto

DOSIVENT ADULTO CON MASCARILLA

Dispositivo médico para adultos con patologías respiratorias como EPOC o asma, que facilita la administración del medicamento mediante una mascarilla facial. Ideal para pacientes con dificultades para coordinar la respiración con el uso del inhalador.

CARACTERÍSTICAS

- Máscara de silicona adaptable
- Válvula unidireccional
- Cámara antiestática transparente
- Indicador de flujo
- Compatible con todo tipo de inhaladores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	Longitud: 14,3 cm - Diámetro: 5,5 cm
Volumen	150 ml
Materiales	
Cuerpo	(Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
Boquilla	MABS (Metacrilato Acrilonitrilo Butadieno Estireno) antiestático
Válvula	TPE (Elastómero Termoplástico)
Adaptador	TPE (Elastómero Termoplástico)
Acople	MABS (Metacrilato Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
Mascarillas	
Tamaños de mascarillas	Pequeña (S), Mediana (M), Grande (L)
Libre de látex	Sí



CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 cámara
- 1 mascarilla (según modelo) S,M o L
- Instrucciones de uso

MODO DE USO



Escanea el QR para ver modo de uso

LIMPIEZA



Escanea el QR para ver instrucciones de limpieza



consultas@reiner.es
(+34) 943 199 363
www.dosivent.es

Polígono Industrial
Itziar, parcela 7 20829
Deba (Gipuzkoa)

FICHA TÉCNICA

de producto

DOSIVENT ADULTO SIN MASCARILLA

Dispositivo diseñado para adultos que prefieren o pueden usar boquilla en lugar de mascarilla. Permite una inhalación precisa y eficiente del fármaco, mejorando el efecto terapéutico en enfermedades como asma o EPOC.

CARACTERÍSTICAS

- Válvula unidireccional
- Cámara antiestática transparente
- Indicador de flujo
- Compatible con todo tipo de inhaladores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	Longitud: 14,3 cm - Diámetro: 5,5 cm
Volumen	150 ml
Materiales	
Cuerpo	(Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
Boquilla	MABS (Metacrilato Acrilonitrilo Butadieno Estireno) antiestático
Válvula	TPE (Elastómero Termoplástico)
Adaptador	TPE (Elastómero Termoplástico)
Acople	MABS (Metacrilato Acrilonitrilo Butadieno Estireno)



CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 cámara
- Instrucciones de uso

MODO DE USO



Escanea el QR para ver modo de uso

LIMPIEZA



Escanea el QR para ver instrucciones de limpieza

FICHA TÉCNICA

de producto

DOSIVENT NIÑOS

Dispositivo para la administración de medicamentos inhalados en niños con asma, bronquitis u otras enfermedades respiratorias. Su mascarilla pediátrica, cómoda y anatómica, permite una inhalación efectiva incluso en niños pequeños o con poca colaboración.



CARACTERÍSTICAS

- Mascarilla de silicona adaptable
- Válvula unidireccional
- Cámara antiestática transparente
- Indicador de flujo
- Compatible con todo tipo de inhaladores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	Longitud: 14,3 cm - Diámetro: 5,5 cm
Volumen	150 ml
Materiales	
Cuerpo	(Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
Boquilla	MABS (Metacrilato Acrilonitrilo Butadieno Estireno) antiestático
Válvula	TPE (Elastómero Termoplástico)
Adaptador	TPE (Elastómero Termoplástico)
Acople	MABS (Metacrilato Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
Mascarillas	
Tamaños de mascarillas	Pequeña (S), Mediana (M), Grande (L)
Libre de látex	Sí

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 cámara
- 1 mascarilla (según modelo) S,M o L
- Instrucciones de uso

MODO DE USO



Escanea el QR para ver modo de uso

LIMPIEZA



Escanea el QR para ver instrucciones de limpieza

FICHA TÉCNICA

de producto

DOSIVENT NEONATAL

Dispositivo médico diseñado para administrar tratamientos inhalados en recién nacidos con afecciones respiratorias como displasia broncopulmonar o asma neonatal. Incluye una mascarilla suave y adaptada al tamaño del bebé, garantizando una inhalación segura y eficaz desde los primeros días de vida.



CARACTERÍSTICAS

- Máscara de silicona adaptable
- Válvula unidireccional
- Cámara antiestática transparente
- Indicador de flujo
- Compatible con todo tipo de inhaladores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	Longitud: 14,3 cm - Diámetro: 5,5 cm
Volumen	150 ml
Materiales	
Cuerpo	(Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
Boquilla	MABS (Metacrilato Acrilonitrilo Butadieno Estireno) antiestático
Válvula	TPE (Elastómero Termoplástico)
Adaptador	TPE (Elastómero Termoplástico)
Acople	MABS (Metacrilato Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
Mascarillas	
Tamaños de mascarillas	Pequeña (S), Mediana (M), Grande (L)
Libre de látex	Sí

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 cámara
- 1 mascarilla (según modelo) S,M o L
- Instrucciones de uso

MODO DE USO



Escanea el QR para ver modo de uso

LIMPIEZA



Escanea el QR para ver instrucciones de limpieza